

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта
«БЕЛСОЛ®»
по ТУ 9391-086-45814830-2004

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор стоматологических жидкостей для обработки слизистой оболочки полости рта «БелСол» (далее по тексту – набор жидкостей «БелСол») предназначен для антисептической и профилактической обработки полости рта.

В набор жидкостей «БелСол» входят:

- **жидкость № 1 (концентрат)** - предназначенная для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков;

- **жидкость № 1 со фтором (концентрат)** – предназначенная для фторирования и предотвращения кариеса зубов и заболеваний десен;

- **жидкость № 2 (концентрат), жидкость № 2 готовая к применению или гель № 2** – предназначенные для профилактической и антисептической обработки слизистой поверхности при гингивите и начальных формах пародонтита, а также для обработки инфицированных каналов зубов и медикаментозной обработки кариозных полостей перед процедурой пломбирования, а также при наличии зубных протезов, брекетов и имплантатов;

- **жидкость № 3 (концентрат)** – предназначенная для полосканий при воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, при гингивите и пародонтите.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость № 1 (концентрат) содержит хлорид алюминия, обладающий слегка вяжущим свойством, что способствует снижению кровоточивости десен, очищению полости рта от слизи и пищевых остатков, снижает слюноотделение, а также оказывает микростатическое и микроцидное действие на бактерии в полости рта.

Жидкость № 1 со фтором (концентрат) содержит 1,5% фторида натрия, воду, гипоаллергенные пищевые красители, ароматизаторы и подсластители.

Из концентрата разбавлением дистиллированной водой получают нейтральный раствор (рН=7), содержащий 0,2% фторида натрия, для предотвращения кариеса.

Жидкость № 2 (концентрат) содержит в своем составе антисептик - хлоргексидина биглюконат (2%).

Жидкость № 2 готовая к применению содержит в своем составе хлоргексидина биглюконат (0,05%).

Гель № 2 содержит в своем составе хлоргексидина биглюконат (0,2%). В отличие от жидкости гель наносится точно на пораженные участки, что исключает воздействие хлоргексидина на зубную эмаль, следовательно, вероятность побочного эффекта в виде окрашивания зубов снижается.

Хлоргексидин – антисептик широкого спектра, обладающий бактерицидным действием в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. Жидкость (гель) № 2 сохраняют антисептические свойства при непосредственном контакте с биологическими жидкостями (кровью или гноем), снижают образование зубного налета, эффективны в противобляшковом действии.

Жидкость № 3 (концентрат) - эликсир на водной основе, содержащий комплекс биологически активных антиоксидантов (бета-каротин, витамин Е, витамин С), представляет собой прозрачную жидкость оранжевого цвета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Жидкость № 1 (концентрат). Раствор для полоскания готовят разбавлением жидкости - концентрата водой в соотношении 1:10 (или 1 колпачок жидкости в 100 мл воды). Затем перемешивают и дают пациенту прополоскать рот жидкостью ($\approx$ 20 мл) в течение 30 секунд.

В домашних условиях рекомендуется антисептическое полоскание проводить ежедневно на ночь.

Жидкость № 2 (концентрат). Раствор для антисептических промываний пародонтальных карманов и воспаленных участков слизистой готовят разбавлением жидкости-концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:10 (или 1 колпачок жидкости в 100 мл воды). После перемешивания раствором с помощью пипетки (или шприца без иглы) орошают слизистую поверхность. Антисептическое промывание пародонтальных карманов жидкостью проводят курсами. Курсы назначаются врачом индивидуально в каждом случае.

Инфицированные каналы зубов промывают с помощью эндодонтической иглы или ирригационного шприца для введения раствора в глубокие отделы канала.

Перед пломбированием (временным и/или постоянным) раствор хлоргексидина биглюконат (2%) наносят на дно и стенки полости на 30-60 секунд, а затем высушивают воздухом.

Гель № 2 при воспалении десен (гингивит) наносится на область десен 2 раза в день. Смывать гель не рекомендуется. После нанесения геля следует воздержаться от приема пищи в течение 30 мин.

После снятия зубных отложений, пародонтальные карманы обрабатываются гелем № 2 с аппликацией геля № 2 на область десен. Время экспозиции - 30 мин. Количество процедур зависит от тяжести заболевания.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита, при афтозном стоматите гель № 2 наносится на область десен 2 раза в день. Профилактические курсы лечения проводятся 2–3 раза в год.

Для профилактики постэкстракционного альвеолита после удаления зуба лунка обрабатывается гелем № 2, затем гель № 2 применяется амбулаторно 2–3 раза в день.

Длительность курса лечения гелем № 2 составляет в среднем 7–10 дней.

Жидкость № 3 (концентрат). Один колпачок (3 мл) жидкости-концентрата разбавить в 100 мл охлажденной кипяченой воды и перемешать. Образуется оранжево-желтая жидкость, которой дважды в день (утром после еды и на ночь) необходимо полоскать рот в течение 1-2 минут. После полоскания в течение часа воздержаться от приема воды и пищи.

ФОРМА ВЫПУСКА

1) Жидкость № 1 (концентрат) (флакон 125 мл)	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
2) Жидкость № 1 со фтором (концентрат) (флакон 125 мл)	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
3) Жидкость № 1 со фтором (концентрат) (набор)	
Жидкость-концентрат (флакон 118 мл)	- 1 шт.
Кварта-сосуд (1,14 л)	- 1 шт.
Стаканчик пластиковый (0,2 л)	- 50 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
4) Жидкость № 2 (концентрат) (флакон 125 мл)	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
5) Жидкость № 2 готовая к применению (флакон 100 мл)	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

Картонная упаковка	- 1 шт.
6) Гель № 2 (шприц 3 мл или 5 мл)	- 1 шт.
Иглы изогнутые в п/э пакете типа «Ziplock»	- 3 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
7) Гель №2 (туба 10 г)	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
8) Жидкость № 3 (концентрат) (флакон 20 мл)	- 1 шт.
Крышка-капельница	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск набора жидкостей «БелСол» другой комплектности или в виде отдельных изделий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Жидкости № 1 и № 2 (гель) хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от **+5°C до +25°C**. Срок годности - **3 года**.

Жидкость № 2, готовую к применению, хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от **+5°C до +25°C**. Срок годности – **3 года**.

Жидкость № 3 хранить в плотно закрытых флаконах в защищенном от света месте при температуре от **+5°C до +10°C**. Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки набора жидкостей «БелСол» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.