

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набора гелей для отбеливания, реминерализации
и фторирования эмали зубов
«БЕЛАГЕЛЬ»®
по ТУ 9391-050-45814830-2004
(паста отбеливающая «БЕЛАГЕЛЬ»®-О ЭНДО)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Белгель» (-О Эндо) (далее по тексту – паста **«Белгель»-О Эндо**) предназначена для внутриканального и внутрикоронкового отбеливания депульпированных зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста **«Белгель»-О Эндо** представляет собой пасту на основе наиболее щадящего отбеливателя перекиси карбамида – 60% (эквивалентно 22% перекиси водорода). Перекись карбамида – окисляющее вещество, способное в присутствии физиологических жидкостей образовывать активный кислород, под действием которого, происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зуба.

Паста **«Белгель»-О Эндо** обладает бактерицидным действием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

1. Перед началом отбеливания очистить зубы от налета, убедиться в том, что зуб депульпирован и эндодонтическое лечение было проведено успешно.

2. При помощи коффердама изолировать десну от повреждения отбеливающей пастой.

3. Удалить пломбировочные материалы из полости зуба и пульпарной камеры. Удалить гуттаперчу или другой материал до поддесневого уровня. Убедиться в том, что каналы герметично запломбированы. На пломбировочный материал, остающийся в канале, положить стеклоиономерный или карбоксилатный цемент.

4. Нанести протравочный гель в полость зуба на 10-15 сек. Затем промыть и высушить.

5. Внести пасту **«Белгель»-О Эндо** в пульпарную камеру таким образом, чтобы она контактировала с вестибулярной стороной зуба. Покрыть ватным шариком и запломбировать полость временным безэвгенольным пломбировочным материалом. Через 3-4 дня осмотреть пациента. Если достигнут нужный отбеливающий эффект, запломбировать полость зуба, если нет, то процедуру отбеливания повторить. Рекомендуется проводить эту процедуру в несколько посещений, чтобы не превысить нужной степени отбеливания.

ВНИМАНИЕ: Паста **«Белгель»-О Эндо** обладает высокой концентрацией перекиси карбамида, поэтому избегать любого контакта ее со слизистой полости рта.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 1,5 г
Игла изогнутая	- 3 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск пасты **«Белгель»-О Эндо** другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре **от +5°C до +10°C.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C.**

Срок годности - **2 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки пасты «Белгель»-О Эндо и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.