

материала стоматологического альгинатного оттискного
«БЕЛОПРИНТ®»-ХРОМАТИК
по ТУ 9391-102-45814830-2005

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический альгинатный оттискной «Белопринт»-Хроматик с индикацией рабочих фаз предназначен для получения оттисков в ортопедической и ортодонтической практике (далее по тексту – материал «Белопринт»-Хроматик).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Белопринт»-Хроматик - непылящий порошок голубого цвета с коротким временем смачивания, в состав которого входит альгинат натрия, сульфат кальция, наполнитель, индикатор структурирования, пищевой ароматизатор.

Оттиск точно воспроизводит рельеф мягких и твердых тканей полости рта, обладает высокой эластичностью и прочностью.

Оптимальная совместимость с гипсом позволяет получить прочную гладкую поверхность гипсовой модели с четкой репродукцией деталей.

Введение индикатора в композицию позволяет визуально контролировать отдельные этапы структурирования материала, что облегчает работу врача-стоматолога и позволяет свести к минимуму время выдержки оттискного материала в полости рта пациента.

Индикация стадий структурирования материала:

- фиолетовый цвет – стадия смешивания;
- сиреневый цвет – заполнение оттискной ложки;
- голубой цвет – введение в полость рта пациента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

ВНИМАНИЕ: *В процессе хранения материал может слеживаться, поэтому перед использованием упаковку с порошком необходимо встряхнуть несколько раз (это позволит правильно дозировать порошок). Порошок в мерной ложке не должен быть плотно спрессован, излишек порошка с мерной ложки аккуратно снять при помощи шпателя.*

Для приготовления оттискной массы к 9 г порошка (2 мерника меньшего объема) добавляют 20 мл воды (1 мерник большего объема) или к 27 г порошка (монокдоза) добавляют 60 мл воды. Массу тщательно перемешивают в течение 30-40 секунд до получения однородной пасты фиолетового цвета. Когда паста приобретет сиреневый цвет, ее помещают в оттискную ложку, голубой – ложку вводят в полость рта пациента. Продолжительность затвердевания от начала смешивания 2,5 - 3,0 мин. В этом состоянии масса полностью теряет липкость, хорошо отделяется от зубов и слизистой.

Общее время работы с материалом и цветовая индикация рабочих фаз соответствуют замешиванию порошка на дистиллированной или обессоленной воде при температуре 23°C.

ВНИМАНИЕ: *Использование жесткой воды и/или температуры отличной от 23°C приводит к изменению рабочих характеристик материала (времени*

смешивания, общего времени работы с материалом) и изменяет интенсивность цветовой индикации стадий структурирования материала.

Оттиск рекомендуется извлечь из полости рта через 1-2 мин. после затвердевания, затем промыть струей холодной воды и обработать дезинфицирующей жидкостью «Мегадез»-Орто.

Необходимо сразу приступить к изготовлению гипсовой модели, так как при хранении альгинатных оттисков возможны объемные изменения. Если в данный момент это невозможно, для сохранения качества альгинатного оттиска и отсрочки изготовления гипсовой модели оттиск рекомендуется обработать жидкостью «Ортосол»-Импрес и поместить в плотно закрывающийся пакет. Оттиск сохраняет стабильность в течение 72 часов.

Не оставляйте оттиск на воздухе или погруженным в воду.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Основная

Порошок (пакет)	- 450 г
Мерник меньшего объема (для порошка)	- 1 шт.
Мерник большего объема (для воды)	- 1 шт.
Пакет п/э типа «Ziplock»	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.

II. Монодоза (изготовление одного оттиска)

Порошок (пакет)	- 27 г
Инструкция по применению	- 1 шт.

По согласованию с потребителем допускается выпуск материала

«Белопринт»-Хроматик другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре при температуре от +5⁰С до +25⁰С.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30⁰С до +30⁰С.

Срок годности - 2 года.