

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала стоматологического антисептического гемостатического для зубных лунок

«АЛЬВАНЕС®»

(паста)

по ТУ 9391-048-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок «Альванес» (паста) (далее по тексту – **паста «Альванес»**) применяется как вяжущее средство при снятии зубных камней, кюретаже парадонтальных карманов, гингивэктомии и после снятия слепков.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Альванес» гемостатическая - кровоостанавливающее рассасывающееся средство для альвеол, которое обволакивает кровоточащую поверхность и, благодаря набуханию при контакте с кровью, оказывает давление на поврежденные капилляры, что в совокупности с действием аминокaproновой кислоты быстро останавливает кровотечение.

В состав **пасты «Альванес» гемостатической** входят:

- аминокaproновая кислота – гемостатик;
- гидрохлорид лидокаина - местный анестетик;
- цетримид - сильный антисептик;
- гелеобразователь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Паста «Альванес» гемостатическая не совместима с пенициллином.

Паста «Альванес» антисептическая – антисептическое средство для альвеол, которое легко вносится и хорошо удерживается в лунке альвеолярной кости, образуя пластичную лечебную повязку, быстро снимает боль и воспаление, формирует барьер, препятствующий бактериальному заражению костной ткани альвеолярной лунки. Применяется для профилактики и лечения альвеолита.

В состав **пасты «Альванес» антисептической** входят:

- прополис, который обеспечивает противовоспалительное, ранозаживляющее и обезболивающее действие материала;
- пчелиный воск, обладающий сильными бактерицидными свойствами;
- йодоформ, выделяющий йод при соприкосновении с живыми тканями, оказывая антимикробное действие, активизируя образование грануляционной ткани, а также обладающий вяжущими и противовоспалительными свойствами.
- пастообразователь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Применение **пасты «Альванес» антисептической** противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к препаратам йода, а также индивидуальной непереносимостью продуктов пчеловодства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Паста «Альванес» гемостатическая.

Скатать из пасты шарик и поместить в зубную лунку. Сверху наложить ватный тампон и рекомендовать пациенту сильно накусить его. Через 10 минут ватный тампон удалить, а компресс по истечении 4-6 часов рассосется или станет студнеобразным, в зависимости от количества препарата и степени пропитанности кровью.

Паста «Альванес» антисептическая.

Для профилактики альвеолита после удаления зуба или корня зуба необходимо провести санацию лунки, с целью удаления грануляционной или инфицированной ткани, а также костных фрагментов. Внести в альвеолярную лунку **пасту «Альванес» антисептическую**, при необходимости ушить края раны.

При лечении альвеолита провести адекватное обезболивание. Затем провести кюретаж альвеолярной лунки (удалить все некротизированные ткани) и промыть лунку физиологическим раствором. Спровоцировать кровотечение, чтобы альвеолярная лунка полностью заполнилась кровью. Внести в альвеолярную лунку **пасту «Альванес» антисептическую**, при необходимости ушить края раны.

После внесения не требуется никаких специальных процедур, кроме наблюдения за процессом заживления. Материал постепенно самостоятельно вытесняется из альвеолы в течение 30 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА**I. Паста «Альванес» гемостатическая**

Паста (банка)	- 20 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

II. Паста «Альванес» антисептическая

1) Паста (шприц)	- 3 г x 2 шт.
Иглы изогнутые в п/э пакете типа «Ziplock»	- 3 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
2) Паста (банка)	- 10 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск пасты «Альванес» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в герметично закрытой таре, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от **+5°C до +25°C**.

Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Недопустимо наличие инородных тел и некротизированных тканей в альвеолярной лунке перед внесением материала.

Не применять материал у пациентов, имеющих аллергическую реакцию на его компоненты.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки пасты «Альванес» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.