

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала холодного отверждения для временных коронок и мостов

«Белакрил®»-Э ХО Темпо

по ТУ 9391-129-45814830-2014

«Материалы полимерные для базисов зубных протезов»

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал холодного отверждения для временных коронок и мостов **«Белакрил»-Э ХО Темпо** (далее по тексту - «Белакрил»-Э ХО Темпо) предназначен для изготовления временных коронок и мостов, починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также для облицовки коронок и мостов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Белакрил»-Э ХО Темпо выпускается в виде двух компонентов - *порошка*, содержащего полиэфир метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила, и *жидкости*, содержащей бутилметакрилат и метилметакрилат, после смешивания которых образуется полимер.

Материал «Белакрил»-Э ХО Темпо отличается высокой технологичностью, простота и быстрота изготовления изделий, имеющих высокое качество, функциональную долговечность, натуральный внешний вид и биосовместимость.

Изготовленная из материала «Белакрил»-Э ХО Темпо пластмасса имеет гладкую, твердую, блестящую, характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор равномерно окрашенную поверхность.

Пластмасса не токсична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Порошок и жидкость тщательно и быстро смешивают в стеклянном сосуде в массовом соотношении 2,0:1,0. Продолжительность процесса смешивания компонентов не должна превышать 30 секунд.

Полученной сметанообразной массой заполняют подготовленный оттиск и надежно устанавливают его на место.

Через 3 минуты удаляют оттиск изо рта, так, чтобы на зубе/зубах осталась пластмасса в тестообразном состоянии.

С зуба/зубов снимают коронку/мост из еще не полностью затвердевшей пластмассы и погружают в теплую воду (с температурой около 50°C). Рекомендуется быстро погружать и вынимать ее из воды несколько раз, чтобы предотвратить чрезмерную усадку.

Лишнюю пластмассу срезают, затем отполировывают готовую коронку/мост.

Коронку/мост фиксируют при помощи цемента для временной фиксации ортопедических конструкций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (флакон)	- 50 г x 2 шт.
Жидкость (флакон)	- 100 г.
Ложка мерная	- 1 шт.
Мерный стакан	- 1 шт.
Пипетка	- 1 шт.
Шпатель полимерный	- 1 шт.
Крышка винтовая	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск базисного материала «Белакрил»-Э ХО Темпо другой фасовки и другой комплектности, а также в виде отдельных изделий (или компонентов).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и при отсутствии открытых источников огня при температуре от **+5 °С до +25 °С**.

Транспортировать всеми видами крытых транспортных средств при температуре от -20°С до +30°С.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно.

Срок годности – **2 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.