

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала полимерного холодного отверждения на основе этилметакрилата для временных коронок

«Белакрил®»-Э ХО ВК

по ТУ 9391-129-45814830-2014

«Материалы полимерные для базисов зубных протезов»

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал полимерный холодного отверждения на основе этилметакрилата для временных коронок Белакрил-Э ХО ВК (далее по тексту – материал Белакрил-Э ХО ВК) самотвердеющий полимерный материал, предназначенный для изготовления временных коронок, починок коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также для облицовки коронок и мостов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал Белакрил-Э ХО ВК выпускается в виде двух компонентов - *порошка*, содержащего полиэфир метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила, и *жидкости*, содержащей мономер этилметакрилат, после смешивания, которых образуется полимер.

Материал Белакрил-Э ХО ВК отличается высокой технологичностью, простота и быстрота изготовления изделий, имеющих высокое качество, функциональную долговечность, натуральный внешний вид и биосовместимость.

Изготовленная из материала Белакрил-Э ХО ВК пластмасса имеет гладкую, твёрдую, блестящую, характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор равномерно окрашенную поверхность.

Пластмасса не токсична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Порошок и жидкость тщательно и быстро смешивают в стеклянном сосуде в массовом соотношении 2,0:1,0. Продолжительность процесса смешивания компонентов не должна превышать 30 секунд.

Полученной сметанообразной массой заполняют подготовленный оттиск и надёжно устанавливают его на место.

Через 3 минуты удаляют оттиск изо рта, так, чтобы на зубе/зубах осталась пластмасса в тестообразном состоянии.

С зуба/зубов снимают коронку/мост из еще не полностью затвердевшей пластмассы и погружают в теплую воду (с температурой около 50 °С).
Рекомендуется быстро погружать и вынимать ее из воды несколько раз, чтобы предотвратить чрезмерную усадку.

Лишнюю пластмассу срезают, затем отполировывают готовую коронку/мост.

Коронку/мост фиксируют при помощи цемента для временной фиксации ортопедических конструкций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Белакрил-Э ХО ВК

Порошок оттенок по шкале Вита А1	- 20 г
Порошок оттенок по шкале Вита А3	- 20 г
Порошок оттенок по шкале Вита А4	- 20 г
Жидкость (флакон)	- 40 мл
Пипетка	- 1 шт.
Мерный стакан	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала Белакрил-Э ХО ВК другой фасовки и другой комплектности, а также в виде отдельных изделий (или компонентов).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и при отсутствии открытых источников огня при температуре от **+5 °С до +25 °С**.

Транспортировать всеми видами крытых транспортных средств при температуре от -20°С до +30°С.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно.

Срок годности – **2 года**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несёт ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.